

9 de agosto de 2022

Nombre: Bryan Santana Rijo

Otoscopia:

O.D: Conducto externo normal. Membrana timpanica integra.

O.I: Conducto externo normal. Membrana timpanica integra.

Timpanometria: El paciente muestra un timpanograma tipo A en ambos oídos, lo cual es indicativo de buen funcionamiento del oído medio bilateralmente.

Recomendaciones:

Consulta ORL-Audiología.

Alejarse de ambientes ruidosos.

No introducir objetos en sus oídos.

**Conclusión:**

**Paciente apto para cualquier tipo de trabajo.**





ID del paciente:

Apellido: Santana

Nombre: Bryan

Fecha de nacimiento:

Sexo: M



Examinador: Emeli Segura

Fecha de la sesión: 08/09/2022 03:06 PM

226 Hz Timpanometría

Izquierdo

Derecho



Volumen: 1,21 ml  
Cumplimiento: 0,44 ml  
Presión: 3 daPa  
Gradiente: 111 daPa

Volumen: 1,30 ml  
Cumplimiento: 0,46 ml  
Presión: 1 daPa  
Gradiente: 92 daPa